

BRACKETS EN CÉRAMIQUE YALIN

Pure Céramique Polycristaline???? Mimétique Injectée

Crochet sur les canines, optionnel sur les prémolaires

Identification par code couleur


Véritables ailes siamoises et angles arrondis pour le confort du patient

Céramique injectée (méthode CIM) pour une résistance exceptionnelle

Ligne verticale pour un positionnement précis et facile

Partie évidée au centre pour réduire les frictions

Base chamfrénée pour une dépose facile




ROTH .022x.028			
	Torque	Ang.	M/D Larg.
Centrale Sup.	+12°	+ 5°	3.5
Latérale Sup.	+ 8°	+ 9°	3.1
Canine Sup.*	0°	+11°	3.4
Prémol. Sup.*	- 7°	0°	3.1
Incisives Inf.	- 1°	0°	2.9
Canines Inf.*	- 11°	+ 7°	3.4
1er Prémol. Inf.*	- 17°	0°	3.1
2me Prémol. Inf.*	- 22°	0°	3.1

* Crochet sur les canines, optionnel sur les prémolaires

Vendu par sachet de 10 unités d'une même référence



BRACKETS EN CÉRAMIQUE SAPH-CLEAR


Pure Céramique Sapphire monocristalline

Véritable ailes siamoises et profil bas pour de meilleures performances

Angles arrondis et corps totalement enduit pour le confort du patient

Enduction de la gorge pour un meilleur glissement et une réduction de risque de fracture

Bases à demi enduites pour une meilleure tenue et une dépose facile




	ROTH .022x.028			MBT .018x.025		
	Torque	Ang.	M/D Larg.	Torque	Ang.	M/D Larg.
Centrale Sup.	+12°	+ 5°	3.1	+17°	+ 4°	3.1
Latérale Sup.	+ 8°	+ 9°	2.85	+10°	+ 8°	2.85
Canine Sup.*	- 2°	+11°	3.4	0°	+ 8°	3.4
Prémol. Sup.*	- 7°	0°	3.1	- 7°	0°	3.1
Incisives Inf.	0°	0°	2.85	- 6°	0°	2.85
Canines Inf.*	-11°	+ 7°	3.5	0°	+ 3°	3.5
1er Prémol. Inf.*	-17°	0°	3.2	-12°	+ 2°	3.2
2me Prémol. Inf.*	-22°	0°	3.2	-17°	+ 2°	3.2

* Crochet sur les canines, optionnel sur les prémolaires

Vendu par cas 5/5 ou 3/3 Maxillaire & Mandibulaire et par sachet de 10 unités d'une même référence

