

BRACKETS EN CÉRAMIQUE YALIN

Pure Céramique Polycristalline Mimétique Injectée

	ROTH .022x.028			ROTH .018x.025		
	Torque	Ang.	M/D Larg.	Torque	Ang.	M/D Larg.
Centrale Sup.	+12°	+ 5°	3.6	+12°	+ 5°	3.5
Latérale Sup.	+ 8°	+ 9°	3.2	+ 8°	+ 9°	3.2
Canine Sup.*	0°	+11°	3.5	- 2°	+11°	3.6
Prémol. Sup.*	- 7°	0°	3.2	- 7°	0°	3.2
Incisives Inf.	- 1°	0°	3	- 1°	0°	2.7
Canines Inf.*	- 11°	+ 7°	3.5	- 11°	+ 5°	3.5
1er Prémol. Inf*	- 17°	0°	3.2	- 17°	0°	3.2
2me Prémol. Inf*	- 22°	0°	3.2	- 22°	0°	3.2

* Crochet sur les canines, optionnel sur les prémolaires



Vendu par sachet de 10 unités d'une même référence

BRACKETS EN CÉRAMIQUE SAPH-CLEAR

Pure Céramique Sapphire Monocristalline

	ROTH .018x.025 ROTH .022x.028			MBT .018x.025		
	Torque	Ang.	M/D Larg.	Torque	Ang.	M/D Larg.
Centrale Sup.	+12°	+ 5°	3.1	+17°	+ 4°	3.1
Latérale Sup.	+ 8°	+ 9°	2.85	+10°	+ 8°	2.85
Canine Sup.*	- 2°	+11°	3.4	0°	+ 8°	3.4
Prémol. Sup.*	- 7°	0°	3.1	- 7°	0°	3.1
Incisives Inf.	0°	0°	2.85	- 6°	0°	2.85
Canines Inf.*	-11°	+ 7°	3.5	0°	+ 3°	3.5
1er Prémol. Inf*	-17°	0°	3.2	-12°	+ 2°	3.2
2me Prémol. Inf*	-22°	0°	3.2	-17°	+ 2°	3.2

* Crochet sur les canines, optionnel sur les prémolaires



Vendu par cas 5/5 ou 3/3 Maxillaire & Mandibulaire et par sachet de 10 unités d'une même référence